

0+ MONATE
0+ MONTHS

frida baby®
NoseFrida®
NASENSAUGER
NASAL ASPIRATOR

 Entwickelt in Schweden
Born in Sweden

Er ist clever. Er ist schwedisch. Er ist etwas merkwürdig.
Der ärztlich entwickelte Nasensauger, der wirklich
funktioniert – jetzt mit praktischem Aufbewahrungsetui!

Anwendung: Stellen Sie sicher, dass sich der Einmal-Hygienefilter im Nasensauger befindet. Er verhindert den Austausch von Schleim oder Bakterien. Setzen Sie die Öffnung des Saugers dicht an das Nasenloch des Babys (nicht in das Nasenloch einschieben). Saugen Sie mit dem rosa Mundstück den Schnodder ab.

Tip: (1) Befeuchten Sie getrockneten oder hartnäckigen Schnodder vor der Anwendung mit NoseFrida Salzhaltiges Schnodderspray für kinderleichtes Absaugen. (2) Bewegen Sie das Schnodderspray in kreisenden Bewegungen im Nasenloch, so können Sie das Absaugen des Schleims besser hören und beobachten. (3) Wechseln Sie den Hygienefilter nach jedem Gebrauch, um die Saugkraft zu erhalten und Flüssigkeitsbildung zu vermeiden.

Reinigung: Entfernen Sie den Hygienefilter. Waschen Sie den Sauger mit Seifenwasser aus und reinigen Sie das Röhrchen mit ein paar Tropfen Reinigungsalkohol. Setzen Sie die trockenen Einzelteile des Saugers wieder zusammen und fügen Sie einen neuen Hygienefilter für den nächsten Gebrauch ein.

Sicherheit: Schieben Sie den Sauger nicht in das Nasenloch des Babys, um Verletzungen durch Bewegungen des Babys zu vermeiden. Verwenden Sie NoseFrida nur zur Entfernung von Nasensekret. Nicht zu verwenden im Ohr oder Rachen. BLASEN SIE KEINE Luft durch das rosa Mundstück während Sie den Sauger

am Nasenloch Ihres Babys angelegt haben. NoseFrida ist KEIN Spielzeug. Bitte stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren. NoseFrida darf nicht an eine maschinelle Saugvorrichtung angeschlossen werden. NoseFrida behandelt Symptome der Erkältung, heilt aber nicht die Erkältung selbst. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn sich die Symptome nicht bessern bzw. verschlimmern oder wenn das Kind Anzeichen von Fieber zeigt. Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignet hat, muss Frida und der örtlich zuständigen Behörde gemeldet werden.

*Nosefrida Ersatz-Hygienefilter separat erhältlich




Fridababy, LLC
82 NE 26th Street
Miami, FL US 33137
fridababy.com

EC REP
Nasalprodukt Sverige AB
Sä Johannegat 2,
211 46 Malmö, Sweden
nasalprodukt.se

Vertrieb:
Klein AG
Neumann-Reichardt-Str.
27-33, Haus 14
22041 Hamburg -
Deutschland

CE MD  Hygienfilter

Hergestellt in Schweden
Made in Sweden



GB NL FR

Fragen? Questions?
frida.com/help

PZN - 19140695
019-LBL-0038V0